



Hyaluron HYDROGEL AUGEN-PADS

Die hochwertigen, kühlenden Pads mit feuchtigkeitsspendender Hyaluronsäure und hautberuhigendem Panthenol schiegen sich optimal an die Haut an und reduzieren sichtbar Augenschatten und Schwellungen. Feine Linien und Trockenheitsfältchen werden geglättet. Die Haut wirkt entspannter und frischer.

KEY FACTS

- Spenden Feuchtigkeit
- Mindern Schwellungen
- Hyaluronsäure und Panthenol

FREI VON Mikroplastik · PEGs · Silikonen · Paraffinen
· Farbstoffen · allergenen Duftstoffen

ANWENDUNG Schutzfolie entfernen. Augen-Pads von der Tragefolie nehmen, auf die gereinigte Augenpartie auflegen und leicht andrücken. Nach 10-15 Minuten sanft ablösen und eventuelle Rückstände einmassieren. Bei Bedarf 2- bis 3-mal wöchentlich anwenden.

TIPP Für einen extra-coolen Frische-Kick die Augen-Pads im Kühlschrank aufbewahren.

PREIS ca. 2 Euro

